

ちょっとした努力

メタボリックシンドロームや生活習慣病の リスクを回避するため、厚生労働省により 「健康づくりのための運動指針2006(エク ササイズガイド)」が策定されました。

運動指針では、身体活動の強さを「メッツ」、 量を「エクササイズ(メッツ×時間) |という 単位で表し、3メッツ以上の身体活動を1週 間に23エクササイズ行うことを目標値と しています。

身体活動の中でも「いつでもどこでも誰で もできるウォーキング |は推奨されています。

身体活動の「強さ |を安静時の何倍に相 当するかで表す単位。

1メッツは座って安静にしている状態。 普通歩行が3メッツ、速歩が4メッツに相当 します。

身体活動の「量」を表す単位。

「メッツ」に「身体活動の実施時間(時)」を かけたものです。

身体活動の強さ(メッツ)×時間=エクササイズ

例: 普通歩行(3メッツ)×1時間 = 3エクササイズ 速歩(4メッツ)×1.5時間=6エクササイズ

ウォーキングでのメッツの目安

4.0メッツ

3.8メッツ

やや速歩



活動の中で身体を動かすことと、適度な

運動が大切です。

3.3メッツ 3.0メッツ 普通歩行 2.5メッツ ゆっくりした歩行 2.0メッツ とてもゆっくりした歩行

製品仕様 源 DC3V(CR2032 リチウム電池1個) 電池寿命 約6ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて) 外形寸法 76×31×10mm(幅/高/厚) 約22g(電池を含む) 材 本体:ABS樹脂 前面パネル:アクリル樹脂 質 産 玉 クリップ付ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)、 属 品 簡易ドライバー、取扱説明書(保証書付き) ブラック:4979881107015 ホワイト:4979881107008 JAN I - F ピンク:4979881107022 バイオレット:4979881107039 5,250円(本体価格 5,000円) 希望小売価格

万歩計。

歩数計の代名詞「万歩計」は 山佐時計計器株式会社の登録商標です。

◆ 安全に関するご注意 | ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ●印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●カタログの記載内容は2009年(平成21年)12月現在のものです。

YAMASA 山佐時計計器株式会社

社·東京都目黒区中央町 1-5-7 〒152-8691 TEL.03-3792-4111(代) FAX.03-3792-4196

大阪営業所・大阪府大阪市中央区淡路町 2-4-3 ISO ビル 3F 〒541-0047 TEL.06-6232-1341(代) FAX.06-6232-1344

インターネットホームページアドレス http://www.yamasa-tokei.co.jp

お客様サービス室

TEL.03-3792-1364

●お求めは山佐製品販売店の…

© 2009.12 YAMASA

PRINTED IN JAPAN





多彩な機能で、 スタイリッシュにヘルスサポート。

目標は3メッツ以上の歩行を 1週間に23エクササイズ

ゆっくり歩いている時よりも、速く歩いている方が 「活発な身体活動 |になります。

"パワーウォーキング"モードでは、3メッツ以上の歩行 のみカウントしますので運動指針(エクササイズガイド) に対応した計測が可能です。



めざそう、1週間23エクササイズ!!

※3メッツは時速約4kmの歩行。歩幅60cmならば、1分間に約110歩以上をカウントします。

歩行強度(メッツ)表示で 3メッツ以上を確認


過去1分間の歩行による身体活動の強さを表示しま すので、3メッツ以上のウォーキングができているかを 確認できます。



3メッツ以上を意識しよう//

30日・30週間分のメモリーデータが目標管理を高める

日別に30日分、週別に30週分のすべての計測データを自動でメモリーします。 半年間以上のデータを保存できるので特定保健指導期間もサポート。



※データ保存機能付きで、電池交換をしても、前日までのメモリーデータは消えません。

歩行判定機能がしっかり歩数を計測

歩行以外の振動を制御します。

その1例として、歩き始めてからしばらくの間は、動き が歩行であるかを見極めているので歩数カウントさ

10歩以上継続して歩くと、それまでの歩数をまとめて 表示します。



ポケット・バッグインタイプで 誰にも知られず健康管理

高性能3方向加速度センサーを採用しているため、ポケットやバッグの中で しっかり計れます。

着けているところが外から気づかれず落とす心配もありません。



※首かけストラップは市販の物をご利用ください。

"パワーウォーキング"モードの切り替え

すべての歩行(標準)と3メッツ以上の歩行(パワー ウォーキング)を同時に計測し、それぞれの画面で



30日・30週間分のメモリーデータを表示

日別に30日分、週別に30週分の自動メモリーされた

区間

区間計測は2区間分を表示

通常の計測とは別に任意の区間で計測が可能です。 例えば駅から会社まで計測したい時などにお使い 下さい。

また累計機能としても歩数データなら999999歩まで 計測可能です。



いつから計測しているかも



※通常の計測とは独立して計測するため、リセットしても通常のデータは消えません。

超薄型の スマートボディ!!



多彩なデータを表示

歩数・エクササイズ量・歩行距離・消費カロリー・体脂肪燃 焼量・歩行時間・歩行速度・カレンダーの表示切り替え。

※消費カロリー・歩行速度は"標準"モードのみ表示。 体脂肪燃焼量は"パワーウォーキング"モードのみ表示。

当日⇨日別メモリー⇨週別累計メモリー⇨ 区間計測1⇒区間計測2の表示切り替え

Color Variation

